

Désignation

- Tablier de cryoprotection, longueur 1,37 m

Référence

- 035534

Unité de vente : 1



Description

- Tablier 100 % étanche pour la protection des éclaboussures d'azote liquide en atmosphère cryogénique jusqu'à -196°C .
- Fabriqué à partir de matériaux de pointe légers pour le confort et la facilité de mouvement.
- Réversible
- Cordons ajustables au cou et à la taille
- Coloris bleu
- Conforme aux normes CE, EN511, EN388, EN ISO 13688 :2013

