

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	035659B
<b>Désignation</b>	Pointe Lorention Dualfilter 50-1250 µL



### Description :

- ✓ Deux couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Stérile
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ L'inspection continue de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris : vert foncé – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 50-1250 µL
- ✓ Longueur : 103 mm

### Unité de vente :

480 Pointes Lorention Dualfilter 50-1250 µL

---