

FICHE TECHNIQUE

Référence	035673
Désignation	Plaque PCR Twin Tec 96 puits



Description :

- ✓ Plaque 96 puits
- ✓ A demi-jupe
- ✓ Puits en polypropylène vierge
- ✓ Support et jupe en polycarbonate
- ✓ Facilite la manipulation des plaques par les robots
- ✓ Pan coupé
- ✓ Gille de référence alphanumérique
- ✓ Stérile, exempt d'ADN bactérien
- ✓ Emballage individuel sous blister
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Volume 250 µl

Unité de vente :

10 Plaques PCR Twin Tec 96 puits
