

FICHE TECHNIQUE

Référence	035737
Désignation	Mastercycler® nexus eco



Description :

- ✓ Capacité d'échantillonnage : 96 tubes PCR de 0,2 mL, 1 plaque PCR (96 puits) ou jusqu'à 71 tubes PCR de 0,5 mL
- ✓ Thermobloc en aluminium
- ✓ Technologie de chauffage : Éléments Peltier, Triple circuit Technology
- ✓ Mode de contrôle de la température : Rapide, standard, sécurisé
- ✓ Plage de contrôle de température du bloc 4 – 99°
- ✓ Homogénéité du bloc de 20 à 72 °C : $\leq \pm 0,3$ °C
- ✓ Précision de régulation : $\pm 0,2$ °C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (Lxlxh) : 63,5 × 105 × 81,2 cm
- ✓ Poids : 10,9 kg
- ✓ Alimentation : 230 V, 50 – 60 Hz
- ✓ Consommation électrique max. 700 W

Unité de vente :

1 Mastercycler® nexus eco