

FICHE TECHNIQUE

Référence	035746
Désignation	Combitips advanced 0,1 ml (color code: white) pcr clean



Description :

- ✓ PCR clean
- ✓ 0,1 mL, blanche, pointes incolores
- ✓ Les pointes Combitips® advanced constituent le choix idéal de consommables pour toutes les pipettes multi-distributrices Multipette® d'Eppendorf
- ✓ Des codes couleurs facilitent l'identification rapide des Combitips® advanced dont vous avez besoin
- ✓ La géométrie en entonnoir, unique, permet une manipulation confortable et sûre avec des gants
- ✓ Conditionnement : 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces)

Unité de vente :

100 Combitips
