

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 035747 |
| Désignation | Combitips |

Description :

- ✓ Combitips Advanced Eppendorf
- ✓ Seringues de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux systèmes de distribution pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif
- ✓ Qualité PCR Clean par 4 sachets de 25 pièces
- ✓ Design ergonomique, remplacement des ailettes de support de la collerette par un entonnoir, pour une manipulation confortable
- ✓ Graduation optimisée : vérification du volume grâce à une graduation lisible mais discrète
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serveurur
- ✓ Volume : 0.2 ml
- ✓ Avec Multipipette M4 :
 - Volume min/max : 2 – 40 µl
 - Incrément : 2 µl
 - Volume max. distribué : 40 µl
- ✓ Avec Multipipette E3/E3X :
 - Volume min/max : 2 – 200 µl
 - Incrément : 0.2 µl
 - Volume max. distribué : 0.2 ml
- ✓ Coloris : bleu clair

Unité de vente :

100 Combitips