

FICHE TECHNIQUE

Référence	035748
Désignation	Combitips Advanced 0,5 ml



Description :

- ✓ Combitips Advanced PCR Clean Eppendorf
- ✓ Compatible avec : Multipette M4 E3 et E3X, Multipette Plus 498 et 4981, Multipette Stream et Xstream, Multipette Pro, EDOS 5222, Multipette 4780
- ✓ Code couleur : violet, pointe incolore
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serviteur

Certificats :

- ✓ Qualité PCR Clean

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Conditionnement : 4 sacs refermables x 25 unités

Unité de vente :

100 Combitips Advanced 0,5 ml
