

FICHE TECHNIQUE

Référence	035749
Désignation	Combitips advanced 1 ml Eppendorf



Description :

- ✓ Pointes Combitips advanced compatibles avec Multipette Plus 4980 et 4981, Multipette Stream et Xstream, Multipette Pro, EDOS 5222, Multipette 4780
- ✓ Code couleur pour identification rapide du Combitips souhaité, sans erreur
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serviteur

Certificats :

- ✓ PCR Clean

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Code couleur : jaune
- ✓ Conditionnement : 4 sachets de 25 pièces

Unité de vente :

100 Combitips advanced 1 ml Eppendorf
