

FICHE TECHNIQUE

Référence	035750
Désignation	Combitips® Advanced 2,5 ml



Description :

- ✓ PCR clean (exempt de RNase, DNase, ADN humain et d'inhibiteurs de PCR)
- ✓ Forme allongée pour permettre d'accéder au fond de la plupart des récipients utilisés en laboratoire
- ✓ Géométrie en entonnoir permet une manipulation confortable et sûre avec des gants
- ✓ Pointes incolores
- ✓ Code couleur vert – facilite l'identification des Combitips® Advanced dont vous avez besoin
- ✓ Volume : 2,5 ml
- ✓ Conditionnement : 4 sacs refermables de 25 pièces

Unité de vente :

100 Combitips® Advanced 2,5 ml
