

## FICHE TECHNIQUE

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Référence</b>   | 035751  |
| <b>Désignation</b> | Combitips<br>advanced 5,0 ml<br>Eppendorf code<br>couleur bleu pcr<br>clean |



### Description :

- ✓ Les pointes Combitips® advanced constituent le choix idéal de consommables pour toutes les pipettes multi-distributrices Multipette® d'Eppendorf
- ✓ Les Combitips® advanced ont été allongées pour permettre d'accéder au fond de la plupart des récipients utilisés en laboratoire
- ✓ Des codes couleurs facilitent l'identification rapide des Combitips® advanced dont vous avez besoin
- ✓ La géométrie en entonnoir, unique, permet une manipulation confortable et sûre avec des gants
- ✓ PCR clean
- ✓ Volume : 5,0 mL
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 4 sacs refermables × 25 pièces

### Unité de vente :

100 Combitips