

FICHE TECHNIQUE

Référence	035752
Désignation	Combitips



Description :

- ✓ Combitips Advanced Eppendorf
- ✓ Seringues de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux systèmes de distribution pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif
- ✓ Qualité PCR Clean par 4 sachets de 25 pièces
- ✓ Design ergonomique, remplacement des ailettes de support de la collerette par un entonnoir, pour une manipulation confortable
- ✓ Graduation optimisée : vérification du volume grâce à une graduation lisible mais discrète
- ✓ Pratique : livré dans un packaging avec serveurur
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Avec Multipipette M4 :
 - Volume min/max : 100 – 2000 µl
 - Incrément : 100 µl
 - Volume max. distribué : 2000 µl
- ✓ Avec Multipipette E3/E3X :
 - Volume min/max : 100 µl – 10 ml
 - Incrément : 10 µl
 - Volume max. distribué : 10 ml
- ✓ Coloris : orange

Unité de vente :

100 Combitips