

FICHE TECHNIQUE

Référence	035753
Désignation	Combitips advanced 25,0 ml eppendorf code couleur rouge pcr clean



Description :

- ✓ PCR clean
- ✓ 25 mL, rouge, pointes incolores
- ✓ Les pointes Combitips® advanced constituent le choix idéal de consommables pour toutes les pipettes multi-distributrices Multipette® d'Eppendorf
- ✓ Des codes couleurs facilitent l'identification rapide des Combitips® advanced dont vous avez besoin.
- ✓ La géométrie en entonnoir, unique, permet une manipulation confortable et sûre avec des gants.
- ✓ Conditionnement : 100 pièces (4 sacs refermables × 25 pièces), chaque boîte contient un adaptateur.

Unité de vente :

100 Combitips