

FICHE TECHNIQUE

Référence	035800
Désignation	Plaque PCR 96 puits



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec demi-jupe
- ✓ Pan coupé pour faciliter l'orientation de la plaque
- ✓ Marquage des puits par impression alphanumérique et en noir
- ✓ Bord surélevé tout autour de la plaque pour une meilleure superposition des plaques
- ✓ Volume utile : 200 μ l
- ✓ Pour les thermocycleurs ABI et les analyseurs d'ADN
- ✓ Demi-jupe offrant une surface de marquage et une manipulation facile pour les robots
- ✓ naturel

Certificats :

- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases, pyrogènes, ADN humain et inhibiteur de PCR
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits
- ✓ Dimensions : 125,68 x 85,52 x 22,12 mm

Unité de vente : 25 Plaques PCR

