

Désignation

- Tablier de cryoprotection, longueur 91 cm
- Référence : 035832

Unité de vente : 1



Description

- Tablier 100 % étanche pour la protection des éclaboussures d'azote liquide en atmosphère cryogénique.
- Cordons ajustables au cou et à la taille
- Longueur 91cm.
- Couleur : bleu royale
- Les tabliers cryogéniques de Tempshield offrent un haut niveau de protection thermique au torse et aux jambes dans des atmosphères cryogéniques difficiles, jusqu'à -196°C .
- Construction multicouche pour une protection thermique maximale et une enveloppe extérieure en nylon imperméable pour protéger des éclaboussures cryogéniques.
- Pour plus de sécurité et de fonctionnalité, ce tablier cryogénique est équipé de boucles à dégagement rapide au niveau du cou et de la taille.
- Protection thermique maximale
- Résistance à l'eau
- Légère et confortable
- Protection contre les projections
- Respirant

