

FICHE TECHNIQUE

Référence	035963
Désignation	Thermomixer sans thermobloc 220-240V



Description :

- ✓ Appareil à équiper avec la gamme de SmartBlocks pour agiter, chauffer et refroidir tous types d'échantillons en tubes de 0,2 à 50 ml ou plaques
- ✓ Touches de réglage de la température, de la vitesse et de la durée
- ✓ 20 plages de programmes disponibles
- ✓ 5 touches d'accès rapide

Vitesse d'agitation max.	3 000 tr/min
Orbite	3 mm
Température mini	Temp. Amb. 13°C
Température maxi	100°C
Vitesse de chauffage	6°C/min
Vitesse de refroidissement	2,5°C/min
Fonctions disponibles	Interval mix, short mix, time/temp mode, ramping, pause
Durée	De 15 sec à 99 : 30 h ou continu
Dimensions	20,6 x 30,4 x 13x1 cm
Garantie	2 ans

Unité de vente :

1 Thermomixer sans thermobloc 220-240V