

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	035968
<b>Désignation</b>	Thermoblock Smartblock pour 24 tubes 1,5 ml



### Description :

- ✓ La meilleure solution pour maintenir une température précise et uniforme
- ✓ Capteur spécifique pour permettre la reconnaissance automatique et le contrôle de température
- ✓ Système Quick Release pour le montage/démontage rapide et simple
- ✓ Modèle permettant d'adapter le ThermoTop ou bien un couvercle simple
- ✓ Pour 24 tubes de 1,5 ml
- ✓ Température max. 100°C
- ✓ Vitesse max. 2000 tr/min

### Unité de vente :

1 Thermoblock Smartblock pour 24 tubes 1,5 ml