

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	035970
<b>Désignation</b>	Thermoblock Smartblock pour 8 tubes 5 ml



### Description :

- ✓ La meilleure solution pour maintenir une température précise et uniforme
- ✓ Capteur spécifique pour permettre la reconnaissance automatique et le contrôle de température
- ✓ Système Quick Release pour le montage/démontage rapide et simple
- ✓ Pour 8 tubes de 5 ml
- ✓ Température max. 100°C
- ✓ Vitesse max. 1000 tr/min

### Unité de vente :

1 Thermoblock Smartblock pour 8 tubes 5 ml