

FICHE TECHNIQUE

Référence	035971
Désignation	Thermoblock Smartblock pour 8 tubes 15 ml



Description :

- ✓ La meilleure solution pour maintenir une température précise et uniforme
- ✓ Capteur spécifique pour permettre la reconnaissance automatique et le contrôle de température
- ✓ Système Quick Release pour le montage/démontage rapide et simple
- ✓ Pour 8 tubes à fond conique de 15 ml
- ✓ Température max. 100°C
- ✓ Vitesse max. 1000 tr/min

Unité de vente :

1 Thermoblock Smartblock pour 8 tubes à fond conique de 15 ml
