

Désignation

- Mastercycler Nexus Gsx1

Référence

- 035987

Unité de vente : 1



Description

- Le cycleur PCR Mastercycler® nexus vous offre plusieurs formes pour gagner en souplesse. Effectuez des cycles PCR avec une vaste gamme de récipients standard, depuis les tubes de 0,2 mL jusqu'aux plaques 96 puits en utilisant un seul bloc en aluminium de 96 puits. Ainsi, nul besoin d'acheter des blocs supplémentaires. Vous pouvez également opter pour des versions en argent pour accélérer encore plus les rampes de température.
- Thermobloc : Aluminium
- Alimentation : 230 V, 50 – 60 Hz
- Consommation électrique max. : 700 W
- Plage de contrôle de température du bloc : 4 – 99 °C
- Dimensions (l × P × H) : 25 × 41,2 × 32,1 cm
- Poids total : 10,9 kg

