

Désignation

- Mastercycler Nexus Sx1e
- Référence : 035990

Unité de vente : 1



Description

- Thermocycleur PCR polyvalent, silencieux et à faible consommation d'énergie.
- Programmation graphique intuitive
- Faible encombrement
- Bloc universel pour une flexibilité optimale
- Connectez jusqu'à 2 Mastercycler nexus eco à votre unité existante
- Disponible avec gradient
- Notification par e-mail
- Le concept flexlid™ permet d'utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle
- Plage de températures (métrique) : Couvercle : 37-110deg;C, bloc : 4 à 99deg;C
- Dimensions : 25 x 41,2 x 32,1 cm
- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
- Interface utilisateur : CAN_in / CAN_out, Ethernet, USB
- Poids : 10,4 kg
- Prise EU
- Capacité : 96 x 0,2 ml récipients PCR, 1 plaque PCR (96 puits)
- À utiliser avec (application) : PCR standard, PCR rapide, PCR in situ
- Nbre de programmes : gt; 700

