

Désignation

- MINI-UNIPREP SLIT SEPTA 0.2 μ MNYL

Référence

- 036263

Unité de vente : 1000



.....

Filtre sans seringue pour HPLC et U-HPLC Mini-UniPrep à septum pré-percé - membrane NYL - seuil de filtration 0,2 μ m

Les filtres sans seringues Mini-Uniprep sont des dispositifs tout-en-un se substituant à l'usage d'un filtre seringue, d'un vial et d'un capuchon de vial. Le compresseur à 6 positions permet de filtrer 6 échantillons en même temps. Après filtration, le Mini-Uniprep peut directement être placé dans l'auto-échantillonneur.

- Gain de temps : traitement des échantillons 3 fois plus rapide
- Large choix de membranes, seuil d'arrêt 0,2 ou 0,45 μ m
- Réduction du nombre de consommables (diminution des coûts jusqu'à 40 %) ; réduction des déchets
- Innovant : en compressant le piston à l'intérieur de l'ampoule où se trouve l'échantillon, le filtrat prêt à l'emploi se retrouve dans la partie supérieure
- Pratique : les Mini-UniPrep s'adaptent dans la plupart des auto-échantillonneurs



Applications :

- HPLC / U-HPLC
- Analyses de routine
- Précipitation de protéines
- Tests de solubilité
- Tests de dissolution
- Filtration d'échantillons

