

FICHE TECHNIQUE

Référence	036315B
Désignation	Filtre 47 mm



Description :

- ✓ 100 % en fibre de verre borosilicaté
- ✓ Exempt de liants
- ✓ Fibres très fines particulièrement adaptées à la microfiltration
- ✓ Applications variées (filtration eaux, algues, solvants, échantillons HPLC, protéines, purifications, tests liaison ligands, matières en suspension, récolte cellules)
- ✓ Grande capacité de charge
- ✓ Très haute pureté chimique (fabrication avec de l'eau déminéralisée)
- ✓ Non hygroscopiques et biologiquement inertes
- ✓ Résiste à des températures jusqu'à 500°C
- ✓ Grade 261
- ✓ Gamme de rétention : 1,2 µm
- ✓ Grammage : 52 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,26 mm
- ✓ Vitesse de filtration (Herzberg) : 100
- ✓ Diamètre : 47 mm

Unité de vente :

100 Filtres 47 mm