

FICHE TECHNIQUE

Référence	036336
Désignation	Papier filtre Ø 47 mm



Description :

- ✓ Utilisation : purification d'ADN, tests de dissolution
- ✓ Excellente rétention, filtration de fines particules
- ✓ Filtre en fibre de verre 100% exempt de liants
- ✓ Gamme de rétention : 0,7 µm
- ✓ Débit d'air : 19 s/100 ml/in²
- ✓ Grammage : 75 g/m²
- ✓ Epaisseur : 420 µm
- ✓ Dimensions : Ø 47 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre Ø 47 mm