

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	036340
<b>Désignation</b>	Papier filtre Whatman



### Description :

- ✓ Papier filtre standard haut débit destiné aux séparations analytiques générales
- ✓ En cellulose pure produite à partir de linters de coton de la plus haute qualité sans aucun additif
- ✓ Grade : 1 Chr

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques chromatographiques

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Débit 130 mm/30 min
- ✓ Epaisseur : 0,18 mm
- ✓ Dimensions : 46 x 57 cm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre