

## Désignation

- Papier 20x20cm 3mm chr

## Référence

- 036344

Unité de vente : 100



---

## Description

- Feuilles CHR Whatman 3mm, 20 x 20 cm
- Médias filtrants : Cellulose
- Diamètre : Taille L X W 20 x 20 cm
- Epaisseur : 0,34 mm
- Débit 130 mm/30 min
- Taille du paquet : 100 pièces
- Entièrement fabriqué à partir de linters de coton haute qualité sans additifs et spécifiquement testé pour les techniques de chromatographie. Le papier de chromatographie Whatman™ de grade 3MM Chr garantit la capillarité et l'uniformité de l'action capillaire, essentielles aux séparations chimiques.

