

FICHE TECHNIQUE

Référence	036454
Désignation	POLYDISC TF 0,45µm



Description :

- ✓ Les filtres en ligne Whatman Polydisc TF de Cytiva sont des appareils légers à haute résistance aux produits chimiques et aux solvants, particulièrement adaptés aux événements de protection ou aux applications de filtration en ligne.
- ✓ Matériau du préfiltre Polypropylène (PP)
- ✓ Non stérile
- ✓ Diamètre 50mm
- ✓ Boîtier Polypropylène (PP)
- ✓ Raccords Tube Buse 6 à 10 mm i.d. tuyau
- ✓ Surface de filtration 16 cm²
- ✓ Volume de remplissage 540 µL
- ✓ Taille des pores 0,45 µm

Unité de vente :

10 Polydiscs