

Désignation

- Bandelettes papier ph 1.8-3.8 11 mm x 100 mm

Référence

- 036539

Unité de vente : 200



Description

- Les bandelettes indicateur pH WHATMAN® vous permettent une lecture instantanée du pH et une précision sur une large gamme de tests de pH de routine. Ces bandelettes peuvent être utilisées en médecine humaine, en agriculture, dans l'industrie ou encore dans les applications environnementales.
- Bandelettes « Comparaison intégrale » : Chaque bandelette possède un segment indicateur central ainsi que 8 autres segments colorés - ou plus - identifiés par leur valeur de pH correspondante. Le pH peut alors être lu directement par comparaison de la bandelette test avec les barres colorées. Idéal pour les tests sur des solutions colorées risquant d'altérer les lectures.
- L x l : 11 x 100 mm
- Format Bandelette
- Type : Papier pH
- pH : 1.8 à 3.8

