

Désignation

- Papier pH gamme 5,2 - 6,8 en bandelettes Whatman

Référence

- 036541

Unité de vente : 200



Description

- Bandelettes Type CS : chaque bandelette possède un segment indicateur central ainsi que 8 autres segments colorés - ou plus - identifiés par leur valeur de pH correspondante. Le pH peut alors être lu directement par comparaison de la bandelette test avec les barres colorées. Idéal pour les tests sur des solutions colorées risquant d'altérer les lectures.
- Dimensions : l x L : 11 x 100 mm
- Comparaison intégrale
- Graduation pH : 0,2 - 0,3
- Gamme pH : 5,2 - 6,8

