

FICHE TECHNIQUE

Référence	036261
Désignation	Filtre



Description :

- ✓ Filtres seringue Whatman GD/X™
- ✓ Pour les solutions chargées
- ✓ Equipé d'un préfiltre multicouche en fibre de verre : couche exclusive de préfiltration Whatman GMF 150 (densité progressive) et de media en microfibre de verre GF/F
- ✓ Préfiltre à densité progressive : de 10 µm à 0,7 µm
- ✓ Excellente capacité de rétention, évite l'utilisation de plusieurs filtres seringues pour un même échantillon - gain de temps
- ✓ Volume filtré jusqu'à 3 à 7 fois plus important qu'avec un filtre traditionnel
- ✓ Corps de filtre en polypropylène vierge : exclut toute contamination de l'échantillon
- ✓ Diamètre : 25 mm
- ✓ Membrane en PVDF
- ✓ Seuil d'arrêt : 0.45 µm
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

150 Filtres
