

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	036639
<b>Désignation</b>	FILTRE PURADISC 25 NYL 0,45µM



### Description :

- ✓ Les filtres seringues Whatman Puradisc de l'activité de Cytiva allient qualité supérieure et efficacité économique. Ils sont bien adaptés à la filtration rapide et de routine à la seringue d'échantillons jusqu'à 100 ml.
- ✓ Filtre seringue en nylon Puradisc 25 mm, 0,45 µm (50 pièces)
- ✓ Médias filtrants : Nylon
- ✓ Connecteur d'entrée Luer lock femelle
- ✓ Connecteur de sortie Luer mâle
- ✓ Boîtier Polypropylène (PP) sans pigment
- ✓ Stérilisation : Autoclave à 121°C (131°C max)
- ✓ Zone de filtration 4,2 cm<sup>2</sup>
- ✓ Pression de service max. 5,2 bars (75 psi)
- ✓ Dimensions : 22,9 x 28,4 mm
- ✓ Capacité : Jusqu'à 100 ml
- ✓ Matériau : Nylon
- ✓ Taille des pores : 0,45 µm
- ✓ Diamètre 25mm

### Unité de vente :

1000 Filtres