

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	036659
<b>Désignation</b>	Filtre seringue Puradisc



---

### Description :

- ✓ Corps de filtre en polypropylène
- ✓ Membrane PES
- ✓ Stérilisation par irradiation gamma
- ✓ Applications : milieux de culture cellulaire, préparation d'échantillons biologiques, isolation stérile, stérilisation de milieux de culture et additifs
- ✓ Seuil de filtration 0,2 µm
- ✓ Raccord : - entrée : Luers Lock femelle – sortie Luer mâle
- ✓ Dimension (Ø) 25 mm

### Unité de vente :

50 Filtres seringue Puradisc

---