


FICHE TECHNIQUE

Référence	036824
Désignation	Membrane



Description :

- ✓ Membrane filtrante
- ✓ En cellulose régénérée
- ✓ Faible adsorption protéique
- ✓ Hydrophile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Résistante à une grande variété de solvants
- ✓ Convient pour une utilisation avec des solutions aqueuses ou des solvants organiques
- ✓ Compatible avec les solvants utilisés en HPLC
- ✓ Type : RC55
- ✓ Débit d'eau (p = 0,9 bar) 26 s / 100 ml / 12,5 cm²
- ✓ Seuil de filtration : 0.45 µm
- ✓ Diamètre : 47 mm

Unité de vente :

100 Membranes
