

FICHE TECHNIQUE

Référence	036879
Désignation	Membrane OE67 47 mm



Description :

- ✓ En acétate de cellulose
- ✓ Membrane hydrophile
- ✓ Type OE67
- ✓ Faible adsorption protéique, convient parfaitement aux applications de récupération de protéines
- ✓ Résistance aux solvants limitée
- ✓ Forme ronde
- ✓ Seuil de filtration 0,45 µm
- ✓ Dimensions : Ø 47 mm

Unité de vente :

100 Membranes OE67 47 mm
