

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	036952
<b>Désignation</b>	Papier filtre qualitatif plissé grade 595 1/2 diamètre 110mm



---

### Description :

- ✓ Paramètre Grade 595 ½ Papier filtre qualitatif plié (préplissé), 70 mm
- ✓ Teneur en Alpha Cellulose Min. 98%
- ✓ Utilisé pour de nombreuses applications analytiques de routine dans différentes industries (par exemple, la séparation des particules d'extraits alimentaires ou la filtration de solides à partir d'échantillons environnementaux digérés, par exemple, pour l'analyse ICP/AAS).
- ✓ Poids de base 68 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Vitesse de filtration (Herzberg) Env. 80 s
- ✓ Grade 595 ½
- ✓ Type Plié (Pré-Plissé)
- ✓ Matériau Cellulose
- ✓ Rétention de particules dans le liquide Max. 7 µm
- ✓ Propriétés Moyenne rapide, mince
- ✓ Épaisseur typique 150 µm
- ✓ Diamètre 70mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---