

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	037102
<b>Désignation</b>	Filtre



---

### Description :

- ✓ Filtre seringue Puradisc
- ✓ En Polytétrafluoroéthylène
- ✓ 13 mm 0.45 µm PTFE x100
- ✓ Membrane hydrophobe
- ✓ Principalement utilisés pour la filtration des échantillons non aqueux
- ✓ Excellente résistance à l'ensemble des solvants organiques
- ✓ Filtres présentés dans des boîtiers en PP
- ✓ Raccord d'entrée Luer-Lock femelle
- ✓ Raccord de sortie Luer mâle
- ✓ Non stériles
- ✓ Autoclavables
- ✓ Pour des échantillons de 10 ml maximum
- ✓ Surface de filtration : 1.3 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume de rétention (après évacuation de l'air) : ≤ 25 µl

### Unité de vente :

100 Filtres

---