

FICHE TECHNIQUE

Référence	037242
Désignation	Filtre



Description :

- ✓ Filtre à seringue Puradisc
- ✓ Conçus pour filtrer rapidement et efficacement les échantillons jusqu'à un volume de 100 ml
- ✓ Non stérile
- ✓ Diamètre : 25 mm.
- ✓ Corps en polypropylène
- ✓ Applications :
 - Préparation HPLC
 - Préparation d'échantillons
- ✓ Membrane PTFE
- ✓ Porosité : 0.45 µm

Unité de vente :

200 Filtres
