

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	037250
<b>Désignation</b>	Filtre seringue Spartan



---

### Description :

- ✓ En cellulose régénérée hydrophile
- ✓ Coque en polypropylène
- ✓ Excellente stabilité chimique avec les solvants les plus courants en HPLC
- ✓ Testés et certifiés pour les substances absorbant les UV à des longueurs d'ondes de 210 et 254 nm avec de l'eau, du méthanol et de l'acétonitrile
- ✓ Membrane RC 0,45 µm
- ✓ Sortie : Luer mâle
- ✓ Coloris : marron clair
- ✓ Ø 30 mm

### Unité de vente :

500 Filtres seringue Spartan

---