

FICHE TECHNIQUE

Référence	037322
Désignation	Filtre seringue 4 mm



Description :

- ✓ Corps de filtre en polypropylène
- ✓ Membrane en PTFE
- ✓ Entrée Luer Lock femelle / Sortie Luer/tube tip male (livré sans tube tip)
- ✓ Non stérile
- ✓ Surface de filtration : 0,2 cm²
- ✓ Taille des pores 0,45 µm
- ✓ Débit jusqu'à 2 ml
- ✓ Pression max. 75 psi (5,2 bar)
- ✓ Poids 0,55 g
- ✓ Dimensions Ø 4 mm

Unité de vente :

100 Filtres à seringue 4 mm
