

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	037502
<b>Désignation</b>	Boîte pour 100 lames



### Description :

- ✓ Boîte à couvercle à charnière
- ✓ En polystyrène
- ✓ Fond en liège
- ✓ Feuillet index sous le couvercle
- ✓ Coloris : vert

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour 100 lames de microscopie 76 x 26 mm
- ✓ Dimensions : 220 x 170 x 33 mm

### Unité de vente :

1 Boîte