

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	037504
<b>Désignation</b>	Boite plastique



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Pour le rangement de lames 76 x 26 mm
- ✓ Fermeture à clip et couvercle à charnière
- ✓ Fond en liège
- ✓ Feuillet index sous le couvercle

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour 100 lames
- ✓ Dimensions : 220 x 170 x 33 mm
- ✓ Coloris : jaune

### Unité de vente :

1 Boite

---