

Désignation

- Portoir 96 tubes PCR assortis

Référence

- 037536

Unité de vente : 5



Description

- Portoirs pour tubes PCR
- Diamètre du puits : 5,2 mm
- Taille du tube : 0,2 ml
- Nombre de puits : 96
- Parfait pour l'échantillonnage pré ou post-PCR
- Fabriqué en polypropylène
- Accepte des tubes ou des bandes individuels
- Couvercle à charnière amovible
- Identification alphanumérique pour une localisation et une récupération rapide des tubes
- Dimensions : 12,7 x 9,9 x 3,0 cm
- 5 coloris assortis : bleu, vert, rose, jaune et orange

