

Désignation


- Portoir rose

Référence

- 037563

Unité de vente

1 Portoir



Description

Portoir réversible multifaces pour stocker tous diamètres de tubes, microtubes, cryotubes, organiser ses préparations et d'identifier ses tubes sur la paillasse

Caractéristiques techniques

- En polypropylène autoclavables
- Accepte bain-marie et congélation
- Dimensions : 174 x 95 x 52 mm
- Coloris : rose

Configurations :

- 32 microtubes 1,5 ml ou microtubes \varnothing 12 mm
- 12 tubes coniques 15 ml \varnothing 17 mm
- 4 tubes coniques 50 ml \varnothing 30 mm