

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	037578
<b>Désignation</b>	Portoirs 96 microtubes



### Description :

- ✓ Pour la manipulation et le stockage des échantillons
- ✓ 96 puits pour tubes de 0,5 ml d'un côté et 96 puits pour tubes de 1,5/2,0 ml de l'autre côté
- ✓ Fabriqué en polypropylène
- ✓ Les puits sont disposés en réseau standard 8 x 12
- ✓ Les languettes à chaque extrémité du couvercle
- ✓ Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui les rend plus faciles à voir
- ✓ Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent le retrait des tubes
- ✓ Autoclavable
- ✓ Dimensions L x l x H : 24,6 x 12,1 x 5 cm
- ✓ Coloris assortis (Bleu, vert, rose, jaune, orange)

### Unité de vente :

5 Portoirs