

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	037580
<b>Désignation</b>	Etagère verticale



---

### Description :

- ✓ En acrylique
- ✓ Permet de stocker et manipuler les portoirs sans les empiler

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 8 cases (pour 8 portoirs de 80 microtubes 1,5 ou 2 ml)
- ✓ Dimensions 153 x 230 x 220 mm

### Unité de vente :

1 Etagère verticale

---