

FICHE TECHNIQUE

Référence	037627
Désignation	Anneau de lestage



Description :

- ✓ Anneau de lestage ouvert
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Recouvert de vinyle de très bonne résistance chimique
- ✓ Maintient la verrerie dans les bains-marie, évitant ainsi casse et renversement
- ✓ Idéal pour flacon 250 – 1 000 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing int x \varnothing ext) : 51 x 90 mm
- ✓ Poids : 454 g

Unité de vente :

1 Anneau de lestage
