


FICHE TECHNIQUE

Référence	037640A
Désignation	Pointe 0,1 – 10 µl



Description :

- ✓ Pointes sur Cell Rack : portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Type standard
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ MicroReach
- ✓ Longue universelle
- ✓ Non stérile
- ✓ Exempte de RNase, DNase, inhibiteur de PCR, ADN humain et pyrogènes



Unité de vente :

960 Pointes 0,1 – 10 µl
