

FICHE TECHNIQUE

Référence	037650
Désignation	POINTE 0,1-10 μ L MICROREACH VRAC/1000 MULTI



Description :

- ✓ En sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.
Les pointes Multi offrent deux qualités de surface :
 - la surface "standard" en polypropylène vierge,
 - la surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire.
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free.
- ✓ Volume 0,1 - 10 μ l
- ✓ Matériau Polypropylène
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

10000 Pointes