

Désignation

- Pointes

Référence

- 037650A

Unité de vente

1 Sachet de 1000 pointes

Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

Caractéristiques techniques :

- Volume : 10 μ l
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com
- Présentation : En vrac
- Graduation : 2, 5, 10 μ l
- Diamètre ouverture : 0,38 mm
- Longueur : 45,34 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Standard
- Sans filtre
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Non

