

FICHE TECHNIQUE

Référence	037650TA
Désignation	Pointe



Description :

- ✓ Longue universelle
- ✓ MichroReach
- ✓ Type Low-binding
- ✓ Non stérile
- ✓ Exemptes de RNase, DNase
- ✓ Surface Low Binding : la pointe rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente 2 avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire
- ✓ Précision et reproductibilité exceptionnelles
- ✓ Volume 0,1 – 10 µl

Unité de vente :

1000 Pointes
