

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------|
| Référence | 037660A |
| Désignation | Pointe |



Description :

- ✓ Pointes Multi CellRack
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Stérile
- ✓ Portoir chargé de pointes avec couvercle emboîtant
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Conception éliminant toute risque de contamination de pointe à pointe
- ✓ Stabilité du portoir renforcée et prise de la pointe par la micropipette facilitée
- ✓ Supporte des autoclavages répétés
- ✓ Garanties RNase et DNase free PCR Inhibitor free, Human DNA free, Pyrogen free
- ✓ MicroReach longue universelle
- ✓ Volume : 0.1 – 10 µl

Unité de vente :

960 Pointes
